



GMT
MEDICAL

德迈特医疗

fu-Core

一次性管式切割穿刺活检针

Disposable Full Core Biopsy Instrument


产品特点

- ◎ 意大利进口，一次性使用设计
- ◎ 圆柱形管式切割设计，可获取更多有效组织，提高小结节取样成功率
- ◎ 专利双侧切割技术，显著提高取样成功率和稳定性
- ◎ 三档位可调节击发长度，满足不同取样需求
- ◎ 配合同轴针使用，一点穿刺，多次取样

主要临床应用部位：肺脏、肝脏等软组织



◎ fu-Core 一次性管式切割穿刺活检针



◎ 订货信息 (货号:BSGX/BSG)

规格(单位:G)	活检针型号	活检针长度
16G <input type="checkbox"/>	16/10	13cm
	16/15	18cm
	16/20	23cm
18G <input type="checkbox"/>	18/10	13cm
	18/15	18cm
	18/20	23cm
注册证名称及型号	穿刺活检针(BSGX xx/yy), 穿刺活检针(BSG xx/yy)	



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦A座610室
☎ 010-84195180
🌐 www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.