



GMT  
MEDICAL | 德迈特医疗



# fu-Core

一次性管式切割穿刺活检针

Disposable Full Core Biopsy Instrument

## 产品特点

- ◎ 意大利进口，一次性使用设计
- ◎ 第三代穿刺活检针，圆柱形管式切割设计，相较侧槽切割可获得多至59%的组织样本
- ◎ 专利双侧切割技术，显著提高取样成功率和稳定性
- ◎ 三档位可调节击发长度，满足不同取样需求
- ◎ 配合同轴针使用，一点穿刺，多次取样

主要临床应用部位：肺脏、肝脏、肾脏、腹部结节等

## ◎ fu-Core 一次性管式切割穿刺活检针

1. 专利双侧切割技术, 显著提高  
取样成功率和稳定性



一次性同轴针定位针

2. 双击发键设计, 满足不同部位术式需求



3. 三档位可调节取样长度, 满足不同取样需求  
13mm档位取样长度10mm  
23mm档位取样长度20mm  
33mm档位取样长度30mm

4. 自动保险装置  
避免误击发

## ◎ 订货信息 (货号:BSGX/BSG)

规格 (单位:G)	活检针型号	外层针管长度
16G <input type="checkbox"/>	16/10	13cm
	16/15	18cm
	16/20	23cm
18G <input type="checkbox"/>	18/10	13cm
	18/15	18cm
	18/20	23cm
20G <input type="checkbox"/>	20/10	13cm
	20/15	18cm
	20/20	23cm
注册证名称及型号	穿刺活检针 (BSGX xx/yy), 穿刺活检针 (BSG xx/yy)	



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司  
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd  
北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室  
010-84195180  
www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.