



GMT
MEDICAL

德迈特医疗



DuoSmart

一次性半自动穿刺活检针


Disposable Semi-Automatic Biopsy Needle

产品特点

- ◎ 意大利进口，一次性使用设计
- ◎ 取样长度1&2cm可选，满足不同取样需求
- ◎ 配合同轴针使用，一点穿刺，多次取样
- ◎ 配合同轴针适配器使用，可在2cm取样模式下获取1cm样本

主要临床应用部位：肺脏、甲状腺、浅表淋巴结、肝脏、肾脏等

◎ Duo Smart 一次性半自动穿刺活检针



◎ 订货信息

规格(单位:G)	活检针货号	针管长度	同轴针货号	针管长度
16G □	NS 16/10	10cm	GCO 15/05	5 cm
	NS 16/16	16cm	GCO 15/11	11cm
	NS 16/20	20cm	GCO 15/15	15cm
18G ■	NS 18/10	10cm	GCO 17/05	5 cm
	NS 18/16	16cm	GCO 17/11	11cm
	NS 18/20	20cm	GCO 17/15	15cm
	NS 18/25	25cm	-	-
20G ■	NS 20/16	16cm	GCO 19/11	11cm
注册证名称及型号	穿刺活检针 (NS xx/yy)		穿刺活检针 (GCO xx/yy)	



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司
 Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
 010-84195180
 www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.