




GMT
MEDICAL

德迈特医疗

25G 23G 22G 21G 20G 18G



PAN

一次性细胞学穿刺活检针

Disposable Aspiration Biopsy Needle

产品特点

- ◎ 意大利进口, 一次性使用设计
- ◎ 样本血细胞含量少, 显著提高诊断准确率
- ◎ 同轴针结构, 样本来自目标组织, 提高诊断阳性率
- ◎ 规格齐全, 解决不同部位结节穿刺需求, 国内首推25G超细针

主要临床应用部位: 甲状腺、浅表淋巴结、羊水穿刺、囊性液抽吸等

◎ PAN 一次性细胞学穿刺活检针

1. 针体刻度标识, 便于掌握穿刺深度






2. 标准鲁尔接口, 可用于药物注射、排脓等用途

3. 多斜面针尖, 穿刺锐利, 创伤微小

4. 透明针柄, 方便医生观察取样效果

5. 彩色针柄帽, 显示针管规格

◎ 订货信息

规格(单位:G)	针长5cm	针长8cm	针长9cm	针长15cm	针长20cm
18G 	-	-	18/09	18/15	18/20
20G 	-	-	-	20/15	-
22G 	22/05	22/08	22/09	22/15	22/20
23G 	23/05	23/08	23/09	-	-
25G 	25/05	-	25/09	-	-

备注: 具体规格对应不同订货代码, 详情请咨询销售



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
010-84195180
www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.