



Isan II

一次性骨髓穿刺针

Disposable Bone Marrow Aspiration Needle

产品特点

- 意大利进口, 一次性使用设计
- 规格齐全, 提供适合儿童及肥胖患者的专用型号
- 超光滑针管内壁, 抽吸阻力小, 取样质量高
- 多切面针尖, 穿刺锐利, 创伤微小, 显著减少钝痛

◎ Isan II 一次性骨髓穿刺针

1. 人体工程学手柄, 持针舒适, 抓握牢固, 穿刺省力

2. 针长调节标识, 便于掌握针体长度



3. 多切面针尖, 穿刺锐利
创伤微小, 显著减少钝痛

4. 一步式调节螺旋, 自动锁定
操作便捷

5. 标准鲁尔接口, 可匹配注射器使用

◎ 订货信息

规格(单位:G)	产品规格	针管常规长度	针管最小长度	针管最大长度
15G ■	AC 15/03	3cm	0.8cm	4.5cm
	AC 15/04	4cm	2.3cm	6.0cm
16G □	AC 16/03	3cm	0.8cm	4.5cm
	AC 16/04	4cm	2.3cm	6.0cm
18G ■	AC 18/03	3cm	0.8cm	4.5cm

注册证名称及型号: 一次性穿刺活检针 (AC xx/yy)



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
☎ 010-84195180
🌐 www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.