



GMT | 德迈特医疗  
MEDICAL



# Biomid II

一次性骨髓活检针

Disposable Bone Marrow Biopsy Needle

## 产品特点


- ◎ 意大利进口, 一次性使用设计
- ◎ 倒锥形针套管设计, 防止样本挤压变形和滑脱
- ◎ 操作配件齐全 (取样铲、手柄帽、刻度探针、推样引导器)

## ◎ Biomid II 一次性骨髓活检针

1. 人体工程学手柄, 持针舒适, 抓握牢固, 穿刺省力

2. 针体刻度标识及定位胶塞, 便于掌握进针深度

3. 前端三面切割刀, 穿刺锐利, 破骨效果好



## ◎ 专业配件



1 取样铲: 离断彻底, 防止骨髓样本滑脱



2 手柄帽: 防止术野污染



3 刻度探针: 掌握样本长度, 获取样本



4 推样引导器: 保护医生取样操作

## ◎ 订货信息

规格(单位:G)	产品规格	针管长度
9G <span style="color: #c00000;">■</span>	BM 09/15	15cm
11G <span style="color: #000000;">□</span>	BM 11/07	7 cm
13G <span style="color: #000080;">■</span>	BM 13/07	7 cm

注册证名称及型号: 一次性穿刺活检针 (BM xx/yy)



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司  
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd  
北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室  
☎ 010-84195180  
🌐 www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.