



GMT
MEDICAL | 德迈特医疗



BME II

骨髓移植用骨髓采集针

Bone Marrow Transplantation Needle

产品特点

- ◎ 意大利进口, 一次性使用设计
- ◎ 骨髓端5个侧孔(共6个骨髓孔)的独特设计, 可同时进行多方位、多层次、高质量骨髓
- ◎ 减少穿刺次数, 简化临床操作, 缩短骨髓时间, 减轻患者痛苦
- ◎ 加配一支针芯, 多点取髓时保证针尖始终锋利

◎ BME II 骨髓移植用骨髓采集针

1. 人体工程学手柄, 持针舒适, 抓握牢固, 穿刺省力

2. 针体刻度标识及定位胶塞, 便于掌握进针深度

3. 采髓端5个侧孔(共6个采髓孔)的独特设计
可同时进行多方位、多层次、高质量采髓



4. 标准鲁尔接口, 可匹配注射器使用

注意事项:

如需在骨髓腔内移动移植针, 必须插回针芯。在抽髓过程中, 禁止在骨髓腔内旋转移植针的外套管。

◎ 订货信息

规格(单位:G)	产品规格	针管长度
13G ■	BME13/07	7cm

注册证名称及型号: 一次性穿刺活检针 (BME xx/yy)



关注德迈特医疗

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
☎ 010-84195180
🌐 www.germanmedtech.com



Add: Via Frattini, 15 46100, Mantova, Italy.