


25G 23G 22G 21G 20G 18G



GA1


一次性细胞学穿刺活检针

产品特点

- 国产至臻品质，一次性使用设计
- 样本血细胞含量少，显著提高诊断准确率
- 同轴针结构，样本来自目标组织，提高诊断阳性率
- 规格齐全，解决不同部位穿刺需求，国内首推25G超细针

主要临床应用部位：甲状腺、浅表淋巴结、羊水穿刺、囊性液抽吸等

GA1 一次性细胞学穿刺活检针



订货信息

规格(单位:G)	针长50mm	针长80mm	针长90mm	针长150mm	针长200mm
18G ■	-	-	B-A301809	B-A301815	B-A301820
20G ■	-	-	-	B-A302015	-
22G ■	B-A302205	B-A302208	B-A302209	B-A302215	B-A302220
23G ■	B-A302305	B-A302308	B-A302309	-	-
25G ■	B-A302505	-	B-A302509	-	-

注册证名称: 一次性经皮穿刺活检针 (BN-MAR-1/GA1)

北京德迈特科技发展有限公司
 Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
 © 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
 ☎ 010-84195180
 🌐 www.germanmedtech.com



关注德迈特医疗