





外套管+适配器	
同轴针针芯	



GTC

一次性同轴定位针

产品特点


- 国产至臻品质，一次性使用设计
- 三棱针尖，穿刺破皮锋利
- 外套管刻度标识，便于掌握穿刺深度
- 旋转锁定式手柄帽，防止针芯脱出
- 匹配活检针使用，建立通道，一点穿刺，多次取样
- 配合活检取样适配器，可在2cm取样模式下获取1cm样本

可配合半自动活检针、全自动活检针、消融针等使用

GTC 一次性同轴定位针

1. 三棱针尖, 穿刺破皮锋利

2. 外套管刻度标识, 便于掌握穿刺深度



3. 旋转锁定式手柄帽, 防止针芯脱出

订货信息

规格(单位:G)	同轴针货号	针管长度	匹配活检针针管长度
15G □	B-T121505	5 cm	10cm
	B-T121511	11cm	16cm
	B-T121515	15cm	20cm
17G ■	B-T121705	5 cm	10cm
	B-T121711	11cm	16cm
	B-T121715	15cm	20cm
19G ■	B-T121911	11cm	16cm
注册证名称及型号	一次性经皮穿刺活检针 (BN-MAR-2/GTC)		

北京德迈特科技发展有限公司
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd
© 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室
☎ 010-84195180
🌐 www.germanmedtech.com



关注德迈特医疗