

# 双猪尾 输尿管支架


## 适应症

---


- 肿瘤、输尿管狭窄等多种原因引起的输尿管梗阻、肾积水、肾积脓
- 碎石术后, 预防和治疗输尿管水肿、血块、碎石块等引起的输尿管梗阻
- 输尿管损伤及手术后的引流等
- 输尿管软镜术前预先留置以扩张输尿管, 增加进镜成功率

## 产品特点

- 聚亚安酯材质, 良好的弹性和抗弯折性, X光下显影清晰
- 亲水涂层, 降低插入阻力, 表面光滑, 减少皮壳形成
- 输尿管支架管近端Tiemann管头, 更容易置入
- 一圈半猪尾型设计, 防止输尿管支架脱落
- 远端(膀胱端)拉线, 便于支架复位和取出



## 产品套件



## 订货信息

| 规格    | 产品配件 | 产品长度 |
|-------|------|------|
| 4.7Fr | 2套件  | 28cm |
| 4.7Fr | 4套件  | 28cm |
| 6Fr   | 2套件  | 28cm |
| 6Fr   | 4套件  | 28cm |

注册证名称: 一次性使用J型导尿管(输尿管支架导管)

北京德迈特科技发展有限公司  
Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd  
北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室  
010-84195180  
www.germanmedtech.com



关注德迈特医疗