



# GT400


一次性全自动穿刺活检针

## 产品特点

- 国产至臻品质，一次性使用设计
- 弹射功率大，极速切割，取样完整饱满
- 左右键轻巧上弦，与取样槽同侧，避免样本脱落
- 击发深度22mm，取样槽18mm，样本足量

主要临床应用部位：乳腺、前列腺、肝脏、肾脏、肺脏等

## GT400 一次性全自动穿刺活检针



## 订货信息

规格(单位:G)	活检针规格	针管长度	同轴针规格	针管长度
14G	B-T211410	100mm	-	-
	B-T211416	160mm	-	-
16G	B-T211610	100mm	B-T121505	50 mm
	B-T211616	160mm	B-T121511	110mm
	B-T211620	200mm	B-T121515	150mm
18G	B-T211810	100mm	B-T121705	50 mm
	B-T211816	160mm	B-T121711	110mm
	B-T211820	200mm	B-T121715	150mm
	B-T211825	250mm	-	-
20G	B-T212016	160mm	B-T121911	110mm
注册证名称及型号	一次性穿刺活检针 (BN-OCR-4/GT400)		一次性经皮穿刺活检针 (BN-MAR-2/GTC)	

北京德迈特科技发展有限公司  
 Beijing GMT Science & Technology Development Co., Ltd  
 北京市东城区东直门南大街北京来福士中心写字楼1703-1704室  
 010-84195180  
 www.germanmedtech.com



关注德迈特医疗